



HANDS-OFF® Multi-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip® for use only with Arrow One-Piece Percutaneous Sheath Introducer System

REF **HO-14703**

7 Fr. | 3 Lumen | 30 cm catheter length | 23 cm insertable catheter length with Cath-Gard®

Contents:

- 1: Three-Lumen Catheter: 7 Fr. (2.5 mm OD) x 30 cm, Cath-Gard® Catheter Contamination Shield
- 3: Dust Cap: Non-Vented

All components are CE 0086 unless otherwise noted.


- fr** Cathéter veineux central à lumières multiples HANDS-OFF avec Blue FlexTip uniquement pour emploi avec le système d'introduction de gaine par voie percutanée monobloc Arrow
- de** Viellumiger, zentraler HANDS-OFF-Venenkatheter mit Blue-FlexTip ausschließlich zur Verwendung mit dem einteiligen Einführsystem für perkutane Schleusen von Arrow
- it** Catetere per vena centrale HANDS-OFF multilume con Blue FlexTip per l'uso esclusivo con il sistema di introduzione di guaina percutanea monopezzo Arrow
- pl** Wielokanałowy cewnik HANDS-OFF do cewnikowania żył centralnych z końcówką Blue FlexTip, do użycia tylko z jednoczęściowym systemem do przezskórnego wprowadzania koszulki Arrow
- pt** Cateter Venoso Central HANDS-OFF com Lúmen Múltiplo e Cateter Blue FlexTip, para utilizar apenas com o Sistema de Introdução de Bainhas Percutâneas Arrow de Peça Única
- ru** Многопросветный катетер для главных вен HANDS-OFF с Blue FlexTip, для применения исключительно с системой однокомпонентной чрескожной капсулы-интубатора Arrow
- sl** Centralni venski kateter HANDS-OFF z več svetlinami z Blue FlexTip je samo za uporabo z uvajalnim sistemom z enodelnim perkutanim tulcem Arrow
- es** Catéter para vena central HANDS-OFF de luz múltiple con Blue FlexTip sólo para uso con el sistema introductor de vaina percutánea Arrow de una pieza
- sv** HANDS-OFF flerkanalig centralvenös kateter med Blue FlexTip, endast för användning med Arrows odelade perkutana hylsinförarsystem
- tr** HANDS-OFF Multi-Lümenli Santral Venöz Kateter, Blue FlexTip ile, sadece Arrow Tek Parçalı Perkütan Kılıf Introducer Sistemi ile kullanılmak içindir



Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, precautions and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Fluid path components are non-pyrogenic.



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.54	2300
Medial (18 Ga.)	0.45	1000
Proximal (18 Ga.)	0.48	1100

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.
 † Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.



Manufacturer:
 Arrow International, Inc.
 Subsidiary of Teleflex Incorporated
 2400 Bernville Road
 Reading, PA 19605 USA



10-14703-135A (2020-12)



HANDS-OFF® Multi-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip® for use only with Arrow One-Piece Percutaneous Sheath Introducer System

REF **HO-14703**

7 Fr. | 3 Lumen | 30 cm catheter length | 23 cm insertable catheter length with Cath-Gard®