



REF PR-05052-MW

16^{Ga.} | 2^{Lumen} | 50^{cm} catheter length | .018^{inch dia.} spring-wire guide

PICC Two-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter Set with Blue FlexTip® Catheter for Radiology Placement with 80 cm Marked Wire

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 16 Ga. x 50 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: GlideThru™ Peel-Away Sheath: 5 Fr. x 4" (10 cm) Radiopaque over 5 Fr. Dilator
- 1: Spring-Wire Guide: .018" (0.46 mm) dia. x 17-3/4" (45 cm) (Straight Soft Tip on Both Ends)
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .018" (0.46 mm) dia. x 31-1/2" (80 cm) (Straight Soft Tip on One End - Straight Stiff Tip on Other)
- 1: Introducer Needle: Echogenic 21 Ga. x 2-3/4" (7 cm) TV
- 1: Syringe: 5 mL Luer-Slip
- 1: Skin Protectant Prep Pad (non-sterile solution)
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Catheter Clamp
- 1: Patient ID Card
- 1: Chart Sticker
- 1: Patient Information Booklet
- 1: Paper Tape Measure
- 1: Dressing: STATLOCK® Catheter Stabilization Device

¹A registered trademark of C. R. Bard, Inc.

All components are CE 0086 unless otherwise noted.


Rx only. Warning: Read all package insert warnings, cautions and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

California Prop. 65
Warning: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov

Not made with natural rubber latex.

Fluid path components are non-pyrogenic.

- fr** Jeu de cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP) à double lumière avec cathéter Blue FlexTip pour mise en place sous radioscopie, avec un fil marqué de 80 cm
- de** PEZK-Besteck für zweilumigen, peripher eingeführten zentralen Katheter mit Blue FlexTip-Katheter zur Platzierung unter radiologischer Kontrolle, mit einem 80 cm langen Draht mit Markierung
- it** Set per catetere centrale a inserimento periferico (PICC) a due lumi con catetere Blue FlexTip per posizionamento radiografico con filo marcato da 80 cm
- pt** Conjunto de cateter central de inserção periférica PICC com dois lúmenes com cateter Blue FlexTip para controlo radiológico com fio marcado de 80 cm
- es** Conjunto de catéter central de inserción periférica (PICC) de dos luces con catéter Blue FlexTip para colocación en procedimientos radiológicos con alambre marcado de 80 cm
- sv** PICC perifert infört centralkateterset med två lumen och Blue FlexTip-kateter för radiologiplacering med 80 cm lång markerad tråd



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)	Pump Flow Rate‡ (mL/hr)
Distal (18 Ga.)	0.41	670	2450
Proximal (20 Ga.)	0.39	270	1025

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.

† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

‡ Pump flow rates are determined at maximum pump pressure of 10 psig.



Arrow International, Inc.
 Subsidiary of Teleflex Incorporated
 2400 Bernville Road
 Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
 IDA Business and
 Technology Park
 Dublin Road, Athlone
 0086 Co. Westmeath, Ireland

Teleflex®
www.teleflex.com
 IR-05052-132A (2020-05)



REF PR-05052-MW

16^{Ga.} | 2^{Lumen} | 50^{cm} catheter length | .018^{inch dia.} spring-wire guide

PICC Two-Lumen Peripherally Inserted Central Catheter Set with Blue FlexTip® Catheter for Radiology Placement with 80 cm Marked Wire