



REF CS-12142-F

14 Fr. 2 Lumen 15 cm catheter length .038 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 14 Fr. x 15 cm Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .038" (0.97 mm) dia. x 27-1/2" (70 cm) (Straight Soft Tip on One End - "J" Tip on Other) with Arrow Advancer
- 1: Catheter: 16 Ga. x 1-7/8" (4.8 cm) Radiopaque over 19 Ga. TW Introducer Needle
- 1: Pressure Transduction Probe
- 1: Introducer Needle: 18 Ga. x 2-1/2" (6.35 cm) XTW and 5 mL Arrow® Raulerson Spring-Wire Introduction Syringe
- 1: Tissue Dilator: 14 Fr. (4.7 mm) x 14 cm
- 1: Tissue Dilator: 16 Fr. (5.3 mm) x 11.4 cm
- 2: Dust Cap: Non-Vented
- 1: Drape: 24" x 36" (61 cm x 91 cm)
- 1: Scalpel: #11

All components are CE 0086 unless otherwise noted.


Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Not made with natural rubber latex.

Fluid path components are non-pyrogenic.

Contraindications: The Arrow large-bore two-lumen catheter is not designed for long-term hemodialysis or for use in patients with thrombosed vessels.

- fr** Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume Contre-indications : Le cathéter à deux lumières de gros diamètre Arrow n'est pas conçu pour une hémodialyse de longue durée ni pour une utilisation chez des patients souffrant de thromboses vasculaires.
- de** Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen Kontraindikationen: Der doppel- und großlumige Katheter von Arrow ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.
- it** Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati Controindicazioni – Il catetere a due lumi di ampio diametro Arrow non è indicato per l'emodialisi a lungo termine o per pazienti che presentano vasi trombizzati.
- pl** Dwukanałowy zestaw cewnika do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych Przeciwwskazania: Dwukanałowy cewnik o dużej średnicy Arrow nie jest przeznaczony do przewlekłej hemodializy ani do stosowania u pacjentów z zakrzepicą naczyń.
- pt** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes Contraindicações: O cateter de dois lúmenes e grande calibre Arrow não se destina a hemodiálise de longa duração nem a utilização em doentes com vasos trombosados.
- ru** Двухпросветный комплект для гемодиализной катетеризации с катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов Противопоказания. Катетер Arrow с двумя широкими просветами не предназначен для длительного гемодиализа или для использования у пациентов с тромбированными сосудами.
- si** Komplet za hemodializno katetrizacijo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine Kontraindikacije: Kateter Arrow z dvema svetlinama in velikimi odprtinami ni zasnovan za dolgotrajno hemodializo ali za uporabo pri bolnikih s tromboznimi žilami.
- es** Conjunto de cateterización de dos lúmenes para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen Contraindicaciones: El catéter de doble luz y gran diámetro interior Arrow no ha sido diseñado para la hemodiálisis a largo plazo ni para ser utilizado en pacientes con vasos trombosados.
- sv** Set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym Kontraindikationer: Arrow grov tvåkanalig kateter är inte avsedd för hemodialys under längre tid eller för användning hos patienter med trombotiserade kärl.
- tr** İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için Kontrendikasyonlar: Arrow büyük açıklıklı iki lümenli kateter uzun dönemli hemodializ için veya trombozlu damarları olan hastalarda kullanın için tasarlanmamıştır.



Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®
www.teleflex.com
LBL027345 (01/20)



REF CS-12142-F

14 Fr. 2 Lumen 15 cm catheter length .038 inch dia. spring-wire guide

Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions