

Product of xxx
Packaged in xxx



REF DE-22855-S (IPNXXXXXX)

8,5 Fr. 5 Lumen 16 cm Katheterlänge 0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

Arrowg+ard Blue fünfлумiger ZVK

Inhalt:

- 1: Arrowg+ard Blue Fünfлумiger Katheter: 8,5 Fr. (3,0 mm AD) x 16 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 45 cm (17-3/4 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm
- 5: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU

Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet. Unterhalb von 25 °C lagern. Extreme Hitze über 40 °C vermeiden. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.

Kontraindikationen: Der Arrowg+ard Blue antimikrobielle Katheter ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfam-Medikamenten kontraindiziert.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.



CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen	Vorfüllvolumen* (ml)	Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)
Distal (16 Ga.)	0.58	3030
Medial 1 (14 Ga.)	0.71	5470
Medial 2 (18 Ga.)	0.36	1046
Medial 3 (18 Ga.)	0.38	1187
Proximal (18 Ga.)	0.40	1212

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.
† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

EU Authorized Representative and Importer:

Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland
2797

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL051733 R01 (2024-01)

LOT Lot Number

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(17)YYMMDD
(11)YYMMDD
(10)Lot Number



8,5 Fr. 5 Lumen 16 cm Katheterlänge 0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-22855-S

Arrowg+ard Blue fünfлумiger ZVK

