



REF DE-15853-S

(IPNXXXXXX)

8,5 Fr. 3 Lumen

20 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

# Dreilumiger ZVK

## Inhalt:

- 1: Dreilumiger Katheter: 8,5 Fr. (3,0 mm AD) x 20 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,81 mm (0,032 Zoll) Durchm. x 60 cm (23-5/8 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 9 Fr. (3,0 mm) x 10,2 cm
- 3: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11

**Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. [www.teleflex.com/IFU](http://www.teleflex.com/IFU)**  
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.



CAS # 7440-48-4

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



Lumen

Vorfüllvolumen\* (ml)

Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)

Distal (16 Ga.)	0.47	2930
Medial (14 Ga.)	0.89	6267
Proximal (16 Ga.)	0.47	2731

\* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehörteile ein.

† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.



EU Authorized Representative and Importer:



Teleflex Medical  
IDA Business and  
Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland



Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
3015 Carrington Mill Blvd.  
Morrisville, NC 27560 USA

Product of xxx  
Packaged in xxx

LOT Lot Number

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
(17)YYMMDD  
(11)YYMMDD  
(10)Lot Number

Teleflex®  
[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

LBL053360 R02 (2024-10)



8,5 Fr. 3 Lumen

20 cm Katheterlänge

0,81 mm (Durchm.) Federführungsdraht

REF DE-15853-S

# Dreilumiger ZVK

