



REF DE-12123F-S (IPNXXXXXX)

12^{Fr.} 3^{Lumen} 16^{cm} Katheterlänge 0,89^{mm} (Durchm.) Federführungsdraht

Dreilumiger ZVK

Inhalt:

- 1: Dreilumiger Katheter: 12 Fr. (4,1 mm AD) x 16 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,89 mm (0,035 Zoll) Durchm. x 60 cm (23-5/8 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 12 Fr. (4,0 mm) x 14 cm
- 3: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Abdecktuch: 61 cm x 91 cm (24 Zoll x 36 Zoll)
- 1: Sicherheitskalpell: Nr. 11

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU
Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet.
Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.



Lumen

Vorfüllvolumen* (ml)

Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)

Distal (16 Ga.)	0.4	2855
Medial (12 Ga.)	1.4	10765
Proximal (12 Ga.)	1.3	11686

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehöerteile ein.

† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



LOT LotNumber
YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXX
(17)YYMMDD
(11)YYMMDD
(10)LotNumber



EU Authorized Representative and Importer:

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland
CE 2797

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Product of xxx
Packaged in xxx

Teleflex®
www.teleflex.com

LBL056301 R02 (2024-07)



Dreilumiger ZVK



REF DE-12123F-S

12^{Fr.} 3^{Lumen} 16^{cm} Katheterlänge 0,89^{mm} (Durchm.) Federführungsdraht