



REF DE-25123F-S (IPNXXXXXX)

12^{Fr.} 3^{Lumen} 20^{cm} Katheterlänge 0,89^{mm} (Durchm.) Federführungsdraht

Arrowg+ard Blue dreilumiger ZVK

Inhalt:

- 1: Arrowg+ard Blue Dreilumiger Katheter: 12 Fr. (4,1 mm AD) x 20 cm
- 1: Federführungsdraht, Nitinol, mit Markierung: 0,89 mm (0,035 Zoll) Durchm. x 68 cm (26-3/4 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer mit EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), röntgendicht, über Einführkanüle (20 Ga., normale Wandstärke)
- 1: Einführkanüle: echogen, 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Druckübertragungssonde
- 1: Arrow Raulerson Spritze zur Einführung eines Federführungsdrahts, 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 12 Fr. (4,0 mm) x 14 cm
- 3: Staubschutzkappe: ohne Entlüftung
- 1: SharpsAway II Entsorgungsbehälter mit Sperrfunktion
- 1: Abdecktuch: 61 cm x 91 cm (24 Zoll x 36 Zoll)
- 1: Sicherheitskalpell: Nr. 11

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU
 Für die Herstellung wurde kein Naturkautschuklatex verwendet.
 Unterhalb von 25 °C lagern. Extreme Hitze über 40 °C vermeiden.
 Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.
Kontraindikationen: Der Arrowg+ard Blue antimikrobielle Katheter ist bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber Chlorhexidin, Silber-Sulfadiazin und/oder Sulfa-Medikamenten kontraindiziert.



Lumen

Vorfüllvolumen* (ml)

Schwerkraft-Flussrate† (ml/h)

Distal (16 Ga.)	0.4	2457
Medial (12 Ga.)	1.3	10151
Proximal (12 Ga.)	1.2	11039

* Die Vorfüllvolumina sind ungefähre Werte und schließen keine Zubehöerteile ein.

† Die Flussraten sind ungefähre Werte und wurden mit entionisiertem Wasser bei 100 cm Höhenunterschied ermittelt.

de cs da nl en fr el it no pl pt ru sl es sv tr



CAS # 7440-48-4

LOT LotNumber

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXX
 (17)YYMMDD
 (11)YYMMDD
 (10)LotNumber

Product of xxx
 Packaged in xxx



EU Authorized Representative and Importer:



Teleflex Medical
 IDA Business and
 Technology Park
 Dublin Road, Athlone
 Co. Westmeath, Ireland

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Arrow International LLC
 Subsidiary of Teleflex Incorporated
 3015 Carrington Mill Blvd.
 Morrisville, NC 27560 USA

Teleflex
www.teleflex.com

LBL056338 R02 (2024-08)



Arrowg+ard Blue dreilumiger ZVK



REF DE-25123F-S

12^{Fr.} 3^{Lumen} 20^{cm} Katheterlänge 0,89^{mm} (Durchm.) Federführungsdraht