



REF CI-09600

6 Fr. **10** cm Schleusenlänge **0,89** mm (Durchm.) Federführungsdraht


Perkutanes Einführschleusen-Set mit integriertem Hämostaseventil/Seitenanschluss zur Verwendung mit 4–6 Fr. Kathetern

Inhalt:

- 1: Arrow-Flex Schleuse: 6 Fr. (1,9 mm Spitzen-ID) x 10 cm und Gewebedilatator
- 1: Federführungsdraht, mit Markierung: 0,89 mm (0,035 Zoll) Durchm. x 45 cm (17-3/4 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer
- 1: Einführkanüle: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Obturator: 8 Fr.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Warnung: Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. www.teleflex.com/IFU **Vorsicht:** Dieses Produkt enthält getrockneten Naturkautschuk. Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.



EU Authorized Representative and Importer:

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and
Technology Park
Dublin Road, Athlone
2797 Co. Westmeath, Ireland

Arrow International LLC
Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd.
Morrisville, NC 27560 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

LBI.057967 R00 (2021-08)

LOT



REF CI-09600

6 Fr. **10** cm Schleusenlänge **0,89** mm (Durchm.) Federführungsdraht

Perkutanes Einführschleusen-Set mit integriertem Hämostaseventil/Seitenanschluss zur Verwendung mit 4–6 Fr. Kathetern