



REF

CI-09600

(IPNXXXXXX)

ARROW®

6 Fr.

10 cm Schleusenlänge

0,89 mm (Durchm.) Federführungs-draht

**Perkutanes Einführschleusen-Set mit integriertem Hämostaseventil/Seitenanschluss zur Verwendung mit 4–6 Fr. Kathetern**

**Inhalt:**


- 1: Arrow-Flex Schleuse: 6 Fr. (1,9 mm Spitzen-ID) x 10 cm und Gewebedilatator
- 1: Federführungsdraht, mit Markierung: 0,89 mm (0,035 Zoll) Durchm. x 45 cm (17-3/4 Zoll) (gerade weiche Spitze an einem Ende, „J“-Spitze am anderen Ende) mit Arrow Advancer
- 1: Einführkanüle: 18 Ga. x 6,35 cm (2-1/2 Zoll), besonders dünnwandig
- 1: Obturator: 8 Fr.

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

**Warnung:** Vor dem Gebrauch alle in der Packungsbeilage zu findenden Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen lesen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Patienten kommen. [www.teleflex.com/IFU](http://www.teleflex.com/IFU)

**Vorsicht:** Dieses Produkt enthält getrockneten Naturkautschuk.

Die Komponenten des Flüssigkeitswegs sind nicht pyrogen.



EU Authorized Representative and Importer:

EC REP

CE 2797

Teleflex Medical  
IDA Business and  
Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

Alle Komponenten sind CE 2797, sofern nicht anders angegeben.

Product of xxx  
Packaged in xxx

Arrow International LLC  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
3015 Carrington Mill Blvd.  
Morrisville, NC 27560 USA

LOT Lot Number

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-DD



(01)XXXXXXXXXXXXXXXXX  
(17)YYMMDD  
(11)YYMMDD  
(10)Lot Number

Teleflex®  
[www.teleflex.com](http://www.teleflex.com)

LBL057967 R01 (2025-06)



REF

CI-09600

6 Fr.

10 cm Schleusenlänge

0,89 mm (Durchm.) Federführungs-draht

Perkutanes Einführschleusen-Set mit integriertem Hämostaseventil/Seitenanschluss zur Verwendung mit 4–6 Fr. Kathetern

ARROW®