




Arrow® Pressure Injectable Two-Lumen PICC Kit

REF EU-15552-HPMSB

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter: 5 Fr. x 55 cm **Pressure Injectable** Radiopaque Polyurethane with T-Port Connector, Extension Line Clamps, Contamination Guard and Placement Wire
- 1: Peel-Away Sheath: 14 Ga. x 7 cm Radiopaque over 5 Fr. Dilator
- 1: Spring-Wire Guide: .018" (0.46 mm) dia. x 33 cm (Straight Soft Tip on Both Ends)
- 1: Catheter: 22 Ga. x 4.45 cm Radiopaque over 25 Ga. RW Introducer Needle
- 1: Filter Needle: 18 Ga. x 3.81 cm TW with Blunt Fill Tip
- 1: **Injection Needle: Eclipse™ 22 Ga. x 3.81 cm RW**
- 1: Introducer Needle: 21 Ga. x 3.81 cm TW
- 1: Introducer Needle: Echogenic 21 Ga. x 7 cm TW
- 1: Syringe: 10 mL Luer-Lock
- 1: Syringe: 10 mL Luer-Slip
- 1: **Injection Needle: Eclipse™ 25 Ga. x 2.54 cm RW and 3 mL Luer-Lock Syringe**
- 1: Foil-Laminated Pouch 79% Skin Protectant Prep Pad
- 2: Dust Caps: Non-Vented
- 1: Clamp: Catheter
- 1: Fastener: Catheter Clamp
- 1: **SharpsAway II™ Locking Disposal Cup**
- 1: **Catheter Trimmer**
- 2: CSR Wraps
- 1: **Drape: 91 cm x 104 cm with 8 cm x 13 cm fenestration**
- 1: **Drape: 152 cm x 193 cm**
- 1: Towel
- 1: Towel: 61 cm x 91 cm
- 1: **Safety Scalpel: #11**
- 1: Chart Sticker⁵
- 1: Flow Rate Information Card with Injection Log⁵
- 1: Patient ID Card⁵
- 1: Patient Information Booklet⁵
- 1: PICC Line Insertion Checklist⁵
- 1: Sterile Procedure Sign⁵
- 1: **Dressing: STATLOCK® Catheter Stabilization Device**
- 1: Dressing: Tegaderm® 15.5 cm x 10 cm
- 5: Gauze Pads: 5 cm x 5 cm
- 10: Gauze Pads: 10 cm x 10 cm
- 2: Paper Tape Measures (one packaged externally)
- 1: **Surgical Apparel: Bouffant Cap**
- 1: **Surgical Apparel: Impervious Gown**
- 1: **Surgical Apparel: Mask⁵**
- 1: **Surgical Apparel: Mask with Eye Shield**
- 1: Tourniquet⁵
- 1: Tape: Steri-Strip®⁴
- 1: HemoHopper® Fluid Receptacle

¹ A trademark of Becton Dickinson and Company.
² US Patent Nos. 6,123,193 and 6,276,527.
³ A registered trademark of C. R. Bard, Inc.
⁴ A registered trademark of 3M Company.
⁵ Packaged externally to the sterile kit.



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)	Pump Flow Rate‡ (mL/hr)	MAX Pressure Injection Flow Rate** (mL/sec)
Distal (18 Ga.)	0.50	540	3067	5
Proximal (18 Ga.)	0.50	540	3082	5

* Priming volumes are approximate and are done without injection caps.
 † Flow rates were determined using room temperature water, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.
 ‡ Pump flow rates are determined at maximum pump pressure of 10 psig and represent approximate flow capabilities.
 ** Pressure injection flow rates are determined at the injector pressure setting of 300 psi maximum using media of 11.8 centipoise viscosity, with 152 cm pressure tubing.



Rx only. Warning: Read all package insert warnings, precautions, and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Sterile. Single use – do not resterilize. Sterilized by ethylene oxide. Do not use if package has been previously opened or damaged. Does not contain natural rubber latex. Fluid path components are non-pyrogenic. Contains no medication.

- NL** Kit met PICC met twee lumina voor hogedrukinjectie, met positioneringsdraad, prik- en snijbeveiliging en voorzorgsmaatregelen voor maximale steriele barrière
- FR** Kit PICC double lumière pour injection sous pression avec fil guide, accessoires de protection contre les objets piquants, coupants, tranchants et « précautions barrières maximales »
- DE** Zweilumiges Pressure Injectable PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) Kit mit Platzierungsdraht, Nadel- und Klängen-Entsorgungsbehälter mit Verschluss und maximalen Barriere-Vorsichtsmaßnahmen
- EL** Κιτ καθετήρα PICC δύο αυλών για έγχυση υπό πίεση, με σύρμα τοποθέτησης, διατάξεις προστασίας από αιχμηρά αντικείμενα και μέσα διαφύλαξης μέγιστων στείρων προφυλάξεων
- IT** Kit con PICC a due lumi per infusione a pressione con funzioni di sicurezza per taglienti e precauzioni per massima barriera di sterilità
- PL** Zestaw cewnika PICC nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem, dwukanałowego, z drutem umieszczającym, zabezpieczeniami przed użyciem ostrymi narzędziami i środkami ostrożności zapewniającymi maksymalnie sterylną ostonę
- PT** Kit de cateter central de inserção periférica de dois lúmenes para injeção a pressão com estilete de introdução, funcionalidades de segurança para objetos cortantes e precauções de protecção integral
- RU** Двухпросветный комплект PICC для введения веществ под давлением с разместителем, предохранительным устройством для острых предметов и предупредительными мерами максимального барьера
- ES** Kit de cateterización central de inserción periférica de dos lúmenes para inyección a presión con fiador para colocación, características de seguridad frente a objetos punzantes y precauciones de máxima barrera
- SV** Set med tryckinjicerbar perifert införd central kateter med två lumen och placeringstråd, säkerhetsfunktioner för stickskydd och försiktighetsåtgärder för maximal barriär
- TR** Basınçla Enjekte Edilebilir İki Lümenli PICC Kit, Yerleştirme Telli, Kesici Madde Güvenlik Özellikli ve Maksimum Bariyer Önlemleri

EC REP Teleflex Medical
 IDA Business and Technology Park
 Athlone, Ireland



Arrow® Pressure Injectable Two-Lumen PICC Kit

REF EU-15552-HPMSB

5 Fr. | **2** Lumen | **55** cm catheter length | **.018** inch dia. spring-wire guide

