



Multi-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip® for use only with Arrow MAC™ Two-Lumen Central Venous Access Device

REF **ML-00703**

7 Fr. | **3** Lumen | **16** cm indwelling catheter length with MAC™

Contents:

- 1: Multi-Lumen Indwelling Catheter: 7 Fr. Radiopaque Polyurethane with Blue FlexTip®, Catheter Contamination Guard, Extension Line Clamps (16 cm Indwelling Catheter length when used with MAC™)
 - 3: Dust Cap: Non-Vented
- All components are CE 0086 unless otherwise noted.


Rx only.

Warning: Read all package insert warnings, cautions and instructions prior to use. Failure to do so may result in severe patient injury or death.

Fluid path components are non-pyrogenic.



Not made with natural rubber latex



Lumen	Priming Volume* (mL)	Flow Rate† (mL/hr)
Distal (16 Ga.)	0.40	2606
Medial (18 Ga.)	0.30	1170
Proximal (18 Ga.)	0.30	1195

* Priming volumes are approximate and are done without accessories.

† Flow rate values are approximate and are determined using deionized water at 100 cm head height.

- fr** Cathéter veineux central à lumières multiples avec Blue FlexTip à utiliser exclusivement avec le dispositif d'accès veineux central à deux lumières Arrow MAC
- de** Viellumiger, zentraler Venenkatheter mit Blue FlexTip nur zum Gebrauch mit dem Einführbesteck für den zweilumigen, zentralen Venenkatheter von Arrow MAC
- it** Catetere per vena centrale multilume con Blue FlexTip da usare esclusivamente con il dispositivo di accesso venoso centrale a due lumi Arrow MAC
- pl** Wielokanałowy cewnik do cewnikowania żył centralnych z końcówką Blue FlexTip, do użytku tylko z dwukanałowym urządzeniem Arrow MAC do uzyskiwania dostępu do żył centralnych
- pt** Cateter Venoso Central com Lúmen Múltiplo e Blue FlexTip para utilizar apenas com o Dispositivo para Acesso Venoso Central com Lúmen Duplo Arrow MAC
- ru** Многопросветный катетер для главных вен с Blue FlexTip, для применения исключительно с двухпросветным устройством для доступа в главные вены Arrow MAC
- sl** Centralni venški kateter z več svetlinami z Blue FlexTip je samo za uporabo s pripomočkom za venški dostop Arrow MAC z dvema svetlinama
- es** Catéter venoso central de luz múltiple con punta Blue FlexTip para uso exclusivo con el dispositivo de acceso venoso central de dos lúmenes de Arrow MAC
- sv** Flerkanalig central venkateter med Blue FlexTip, endast för användning med Arrow MAC tvåkanalig produkt för centralt ventilträde
- tr** Multi-Lümen Santral Venöz Kateter, Blue FlexTip ile, sadece Arrow MAC İki Lümenli Santral Venöz Erişim Cihazı ile kullanılmalıdır

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

CE
0086

Manufacturer:
Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

Teleflex®
www.teleflex.com

SZ-00703-200B (2020-02)



Multi-Lumen Central Venous Catheter with Blue FlexTip® for use only with Arrow MAC™ Two-Lumen Central Venous Access Device

REF **ML-00703**

7 Fr. | **3** Lumen | **16** cm indwelling catheter length with MAC™