

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-04306-S

Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue FlexTip Katheter

ARROW®

Inhalt:

- 1: Verweilkatheter: 16 Ga x 16 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, integrierte Verlängerungsleitung, Klemme für Verlängerungsleitung, integrierter Nahflügel
- 1: Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,81 mm Durchm. x 45 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Gewebedilatator: 7 Fr (2,3 mm) x 10,2 cm
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Halter
- 1: SecondSite einstellbarer Ansatz: Katheterklemme
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung
- 1: Druckumwandler-sonde

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nicht-pyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter
- CS** Centrální žilní katetrizační set s katetrem Blue FlexTip
- DA** Centralvenøs kateteriserings-sæt med Blue FlexTip kateter
- NL** Centraal veneuze katheterisatieset met Blue FlexTip katheter
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής φλέβας με Καθετήρα Blue FlexTip
- IT** Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip
- NO** Sentralt venekateteriseringssett med Blue FlexTip kateter
- PL** Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem z końcówką Blue FlexTip
- PT** Conjunto de Cateterização Venosa Central com Cateter Blue FlexTip
- RU** Комплект для установки центрального венозного катетера с катетером Blue FlexTip
- SL** Centralni venski komplet za katetrizacijo s katetrom Blue FlexTip
- ES** Conjunto de cateterización venosa central con catéter Blue FlexTip
- SV** Set för central venkatetrering med Blue FlexTip kateter
- TR** Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile

**SHARPS
SAFETY
FEATURES**

Katheterdurchmesser: 16 Ga, 1,7 mm

Füllmenge: 0,40 ml

Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.

Flussrate: 3700 ml/Std.

Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

SZ-04306-108A (9/15)



LOT



(01) 0 08 01902 10663 6

ARROW
INTERNATIONAL



REF DE-04306-S

16^{Ga}

16

cm
Katheter-
länge

0,81

mm
Durchmesser
Federführungsdraht

Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue FlexTip Katheter

Peel to
Open