

Dimensions:  
Width: 6-3/4" (17,2 cm)  
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-04701-S

## Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

# ARROW®

### Inhalt:

- 1: ..... Verweilkatheter: 14 Ga x 20 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, integrierte Verlängerungsleitung, Klemme für Verlängerungsleitung, seitliche Öffnungen, integrierter Nahflügel
- 1: ..... Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,81 mm Durchm. x 60 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: ..... Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: ..... Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: ..... Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: ..... Druckumwandler-sonde
- 1: ..... Katheterklemmen-Halter
- 1: ..... Katheterklemme
- 1: ..... Gewebedilatator 7 Fr (2,3 mm) x 10,2 cm
- 1: ..... Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: ..... SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 1: ..... Staubkappe ohne Belüftung

**Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.**

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

**EC REP** Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter
- BE** Набор для центральной венозной катетеризации с катетером Blue FlexTip
- HR** Centralni venski kateter Komplet s Blue FlexTip kateter
- CS** Centrální žilní katetrizační set s katetrem Blue FlexTip
- DA** Centralvenøs kateteriserings-sæt med Blue FlexTip kateter
- NL** Centraal veneuze katheterisatieset met Blue FlexTip katheter
- ET** Tsentraalveeni kateteriseerimiskomplekt Blue FlexTip katetriga
- FI** Keskuslaskimokatetrisarja Blue FlexTip katetrilla
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central avec cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ Καθητηριασμού Κεντρικής φλέβας με Καθετήρα Blue FlexTip
- HU** Centrális vénás katéterezési szett, Blue FlexTip katéterrel
- IS** Holæðaleggsett með Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena centrale con catetere Blue FlexTip

**SHARPS  
SAFETY  
FEATURES**

**Katheterdurchmesser:** 14 Ga, 2,2 mm

**Füllmenge:** 0,55 ml

Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.  
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

**Flussrate:** 4900 ml/Std.

Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

5744701-123A (11/13)



**LOT**



(01) 0 08 01902 08750 8

**ARROW**  
INTERNATIONAL



REF DE-04701-S

14<sup>Ga</sup>

20

cm  
Katheter-  
länge

0,81

mm  
Durchmesser  
Federführungsdraht

Besteck für zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to  
Open