

Dimensions:  
Width: 8-5/8" (21.9 cm)  
Length: 15-1/2" (39.4 cm)

REF DE-12122E-S

# Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

# ARROW®

## Inhalt:

- 1: Zwei-Lumen-Verweilkatheter: 12 Fr x 16 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, Klemmen für Verlängerungsleitung  
1: Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,89 mm Durchm. x 60 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung  
1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW  
1: Druckumwandlersonde  
1: Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW  
1: Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml  
1: Gewebedilatator 12 Fr (4,0 mm) x 14 cm  
1: Abdecktuch: 61 cm x 91 cm  
1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11  
1: SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf  
2: Injektionskappe

**EN** Two-Lumen Hemodialysis Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions

**FR** Jeu de cathétérisme pour hémodialyse à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume

**IT** Set per cateterismo a due lumi in emodialisi con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati

**PL** Dwukanalowy zestaw cewnika do hemodializy z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych

**PT** Conjunto de Cateterização para Hemodiálise com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes

**RU** Комплект для гемодиализной катетеризации с двухпросветным катетером Blue FlexTip для вливания больших объемов

**SL** Komplet za hemodializno katetризациjo z dvema svetlinama s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine

**ES** Conjunto de cateterización de dos luces para hemodiálisis con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen

**SV** Set för tvåkanalig hemodialyskatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym

**TR** İki Lümenli Hemodializ Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateterli, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.


**Kontraindikationen:** Der doppel- und großlumige Katheter ist nicht für die langzeitige Hämodialyse oder zur Verwendung bei Patienten mit thrombosierten Gefäßen geeignet.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.



Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Min.)	Venöse Druckwerte (mmHg)
Distal (12 Ga)	1,4	220	100
		370	200
Proximal (12 Ga)	1,3	220	100
		370	200

\*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Blutfluß-Angaben sind Ungefährewerte und wurden durch verändern der venösen Druckwerte von 100 bis 200 mmHg in einem in vitro Verfahren mit blutähnlicher Flüssigkeit ermittelt.

LOT



(01) 0 08 01902 08327 2

SE12122E-S (1/14)



REF DE-12122E-S 12 Fr 2 Lumen 16 cm Katheterlänge 0,89 mm Durchmesser Federführungsdraht  
Besteck für zweilumigen Hämodialysekatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to Open