

**REF DE-12123F-S**

# Besteck für viellumigen, zentralen, großkalibrigen Venenkatheter

mit Blue-FlexTip-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

# ARROW®

**Inhalt:**

- 1: ... Multi-Lumen-Verweilkatheter: 12 Fr x 16 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: ... Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,89 mm Durchm. x 60 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: ... Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: ... Druckumwandler-sonde
- 1: ... Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: ... Arrow-Rauerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: ... Gewebedilatator 12 Fr (4,0 mm) x 14 cm
- 1: ... Abdecktuch: 61 cm x 91 cm
- 1: ... Sicherheitskalpell: Nr. 11
- 1: ... SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 3: ... Injektionskappe

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.



Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA


**EC REP** Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Large-Bore Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter for High Volume Infusions
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central de grand calibre à lumières multiples avec cathéter Blue FlexTip pour les perfusions de grand volume
- IT** Set per cateterismo della vena centrale multilume di diametro ampio con catetere Blue FlexTip per volumi di infusione elevati
- PL** Wielokanalowy zestaw o dużej średnicy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych
- PT** Conjunto de Cateterização Venosa Central com Lúmen Múltiplo e Grande Calibre, com Cateter Blue FlexTip, para Infusões de Grandes Volumes
- RU** Комплект для катетеризации главных вен с многопросветным катетером большого внутреннего диаметра с Blue FlexTip для вливаний большого объема
- SL** Komplet za centralno venosko katetризacija z velikimi luknjami in več svetlinami s katetrom Blue FlexTip za infundiranje velike prostornine
- ES** Conjunto de cateterización venosa central de luz múltiple y gran diámetro con catéter Blue FlexTip para infusiones de gran volumen
- SV** Set för storhålig flerkanalig central venkatetrisering med Blue FlexTip-kateter för infusioner med hög volym
- TR** Büyük Açıklıklı Multi-Lümen Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için

| Lumen            | Füllmenge* (ml) | Flussrate† (ml/Min.) |
|------------------|-----------------|----------------------|
| Distal (16 Ga)   | 0.4             | 90                   |
| Medial (12 Ga)   | 1.4             | 310                  |
| Proximal (12 Ga) | 1.3             | 330                  |

\* Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

† Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.



SC-12123F-05A (9/13)

**LOT**



(01) 0 08 01902 08328 9

**ARROW**  
INTERNATIONAL



**REF DE-12123F-S** 12 Fr 3 Lumen 16 cm Katheterlänge 0,89 mm Durchmesser Federführungsdraht

Besteck für viellumigen, zentralen, großkalibrigen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to Open