

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-12702-S

Besteck für zweilumigen,
zentralen Venenkatheter
mit Blue-FlexTip-Katheter

ARROW[®]

Inhalt:

- 1: Zwei-Lumen-Verweilkatheter:
7 Fr x 16 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol,
mit cm Markierung: 0,64 mm
Durchm. x 45 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende),
mit Arrow Advancer
- 1: Einführungskanüle: Echogen
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,
röntgendicht, über Einführungskanüle
(20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 8,5 Fr (2,8 mm)
x 10,2 cm
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder
Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086,
sofern nicht anders angegeben.


Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Two-Lumen Central Venous
Catheterization Set with Blue
FlexTip[®] Catheter
- BE** Двухпросветный центральный
венозный катетер с наконечником
Blue FlexTip
- HR** Dvolumenski komplet za
centralnu vensku kateterizaciju
s plavim savitljivim vrhom FlexTip
- CS** Dvoulumenový centrální žilní
katetrizační set s katetrem Blue
FlexTip
- DA** To-lumen centralvenøs
kateteriseringssæt
med Blue FlexTip-kateter
- NL** Centraal veneuze twee-lumen
katheterisatieset met Blue FlexTip
katheter
- ET** Kahe valendikuga tsentraalse
veenikateeteri komplekt koos Blue
FlexTip kateetriga
- F** Kaksiluumen-keskuslaskimokatetri
setti, jossa Blue FlexTip-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux
central à deux lumières avec
cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής
Φλέβας Διπλού Αυλού με
Καθετήρα Blue FlexTip
- HU** Két lumenű centrális vénás
katéterezési készlet Blue FlexTip
katéterrel
- IS** Tveggja-lúmena holæðaleggsett
með Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena
centrale a due lumi con catetere
Blue FlexTip

**SHARPS
SAFETY
FEATURES**



Querschnitt des Katheters

Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate [†] (ml/Std.)
Distal (18 Ga)	0,32	1500
Proximal (14 Ga)	0,47	5000

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspitzkappen ermittelt.
Die Füllmenge einer Zuspitzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

52-12702-17A (11/13)




LOT



(01) 0 08 01902 08678 5

ARROW
INTERNATIONAL



REF DE-12702-S 7 Fr 2 Lumen 16 cm Katheter-
länge 0,64 mm Durchmesser
Federführungsdraht
Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to
Open