

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-12853-S

Besteck für viellumigen,
zentralen Venenkatheter
mit Blue-FlexTip-Katheter

ARROW®

Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter:
8,5 Fr x 16 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol,
mit cm Markierung: 0,81 mm
Durchm. x 45 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende),
mit Arrow Advancer
- 1: Einführungskanüle: Echogen
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,
röntgendicht, über Einführungskanüle
(20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 9 Fr (3,0 mm)
x 10,2 cm
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder
Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086,
sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

EN Multi-Lumen Central Venous
Catheterization Set with Blue
FlexTip® Catheter

BE Многопросветный набор
для центральной венозной
катетеризации с катетером
Blue FlexTip

HR Višelumenski centralni venski
kateter Set s Blue FlexTip
kateterom

CS Vícelumenový centrální žilní
katetrizační set s katetrem
Blue FlexTip

DA Multilumen centralvenøs
kateteriseringssæt med Blue
FlexTip-kateter

NL Multi-lumen centraal veneuze
katheterisatieset met Blue FlexTip
katheter

ET Mitme valendikuga tsentraalse
veenikateeteri komplekt koos
Blue FlexTip kateeteriga

FI Moniluumeninen
keskuslaskimokatetrisarja jossa
Blue FlexTip-katetri

FR Jeu de cathétérisme veineux
central à lumières multiples avec
cathéter Blue FlexTip


EL Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής
φλέβας Πολλαπλούς Αυλούς με
Καθετήρα Blue FlexTip

HU Többlumenű, centrális vénás
katéterezési szett, Blue FlexTip
katéterrel

IS Fjöllúmena holæðaleggsett með
Blue FlexTip æðalegg

IT Set per cateterismo della vena
centrale multilume con catetere
Blue FlexTip

**SHARPS
SAFETY
FEATURES**



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,41	3785
Medial (14 Ga)	0,81	8480
Proximal (16 Ga)	0,44	3640

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

5712853:1344 (11/13)



LOT



(01) 0 08 01902 08683 9

ARROW
INTERNATIONAL



REF DE-12853-S 8,5 Fr 3 Lumen 16 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to
Open