

Dimensions:  
Width: 6-3/4" (17,2 cm)  
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

**REF DE-12854-S**

Besteck für vierlumigen,  
zentralen Venenkatheter  
mit Blue-FlexTip-Katheter

**ARROW®**

**Inhalt:**

- 1: ..... Vier-Lumen-Verweilkatheter:  
8,5 Fr x 16 cm, röntgendichtes  
Polyurethan mit Blue FlexTip,  
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: ..... Führungsdraht, Nitinol,  
mit cm Markierung: 0,81 mm  
Durchm. x 45 cm (gerade weiche  
Spitze an einem Ende – J-förmige  
Spitze am anderen Ende),  
mit Arrow Advancer
- 1: ..... Einführungskanüle: Echogen  
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: ..... Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,  
röntgendicht, über Einführungskanüle  
(20 Ga), RW
- 1: ..... Arrow-Raulerson-Federdraht-  
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: ..... Druckumwandler-sonde
- 1: ..... Katheterklemmen-Halter
- 1: ..... Katheterklemme
- 1: ..... Gewebedilatator 9 Fr (3,0 mm)  
x 10,2 cm
- 1: ..... Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: ..... SharpsAway II Verriegelnder  
Entsorgungsnapf
- 1: ..... Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086,  
sofern nicht anders angegeben.


Elemente im Flüssigkeitsweg sind  
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

**EC REP** Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Quad-Lumen Central Venous  
Catheterization Set with Blue  
FlexTip® Catheter
- BE** Чатырохпрасветны набор  
для цэнтральнай венознай  
катэтарызацыі з катэтрам  
Blue FlexTip
- HR** Četveroluminalni centralni  
venski kateter Komplet s Blue  
FlexTip kateter
- CS** Čtyřlumenový centrální žilní  
katetrizační set s katetrem  
Blue FlexTip
- DA** Firdobbelt centralvenøs  
kateteriseringssæt med Blue  
FlexTip kateter
- NL** Centraal veneuze vier-lumen  
katheterisatieset met Blue FlexTip  
katheter
- ET** Neljavalendikulise tsentraalveeni  
kateteriseerimiskomplekt  
Blue FlexTip kateetriga
- FI** Quad-Lumen  
keskuslaskimokatetrisarja Blue  
FlexTip katetrilla
- FR** Jeu de cathétérisme veineux  
central à quatre lumières avec  
cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ καθετηριασμού κεντρικής  
φλέβας τετραπλάσιο αυλού με  
καθετήρα Blue FlexTip
- HU** Quad-Lumen centrális vénás  
katéterezési szett, Blue FlexTip  
katéterrel
- IS** Fjögur lúmena holæðaleggsett  
með Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena  
centrale a quattro lumi con  
catetere Blue FlexTip

**SHARPS  
SAFETY  
FEATURES**



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,39	3200
Medial 1 (14 Ga)	0,47	5400
Medial 2 (18 Ga)	0,36	1600
Proximal (18 Ga)	0,38	1800

\*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspitzkappen ermittelt.  
Die Füllmenge einer Zuspitzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler  
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz  
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

5712854-109A (11/13)



**LOT**



(01) 0 08 01902 08684 6

**ARROW**  
INTERNATIONAL



**REF DE-12854-S** 8,5 Fr 4 Lumen 16 cm Katheter-  
länge 0,81 mm Durchmesser  
Federführungsdraht  
Besteck für vierlumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to  
Open