

Dimensions:  
Width: 6-3/4" (17,2 cm)  
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

**REF DE-14702-S**  
Besteck für zweilumigen,  
zentralen Venenkatheter  
mit Blue FlexTip Katheter  
**ARROW**<sup>®</sup>

**Inhalt:**


- 1: .....Zwei-Lumen-Verweilkatheter:  
7 Fr x 30 cm, röntgendichtes  
Polyurethan mit Blue FlexTip,  
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: .....Führungsdraht, Nitinol,  
mit cm Markierung: 0,81 mm  
Durchm. x 68 cm (gerade weiche  
Spitze an einem Ende – J-förmige  
Spitze am anderen Ende), mit Arrow  
Advancer, EKG-Markierung
- 1: .....Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,  
röntgendicht, über Einführungskanüle  
(20 Ga), RW
- 1: .....Einführungskanüle: Echogen  
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: .....Arrow-Rauerson-Federdraht-  
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: .....Gewebedilatator: 8,5 Fr  
(2,8 mm) x 10,2 cm
- 1: .....SecondSite einstellbarer Ansatz:  
Halter
- 1: .....SecondSite einstellbarer Ansatz:  
Katheterklemme
- 1: .....Sicherheitskalpell: Nr. 11
- 1: .....SharpsAway II Verriegelnder  
Entsorgungsnapf
- 1: .....Staubkappe ohne Belüftung
- 1: .....Druckumwandlersonde

Alle Komponenten sind CE 0086,  
sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind  
nichtpyrogen.



- EN** Two-Lumen Central Venous  
Catheterization Set with Blue FlexTip<sup>®</sup>  
Catheter
- BE** Двухпросветный набор для  
центральной венозной катетеризации  
з катетерам Blue FlexTip
- HR** Dvolumenski centralni venski kateter  
Set s Blue FlexTip kateterom
- CS** Dvolumenový centrální žilní  
katetrizační set s katetrem Blue FlexTip
- DA** To-lumen centralvenos  
kateteriseringsæt med Blue FlexTip  
kateter
- NL** Centraal veneuze dubbellumen  
katheterisatieset met Blue FlexTip  
katheter
- ET** Kahe valendikuga tsentraalse  
veenikateetri komplekt koos Blue  
FlexTip kateetriga
- FI** Kaksiluumen-keskuslaskimokatetri setti  
jossa Blue FlexTip katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central  
à deux lumières avec cathéter  
Blue FlexTip
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής φλέβας  
με Διπλούς Αυλούς και Καθετήρα  
με Blue FlexTip
- HU** Két lumenű centrális vénás katéterezési  
készlet Blue FlexTip katéterrel
- IS** Tveggja-lúmena holæðaleggsett  
með Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena centrale  
a due lumi con catetere Blue FlexTip



**CE** **0086** **RECIP** Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland


Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

**Teleflex**<sup>®</sup>  
www.teleflex.com  
SZ-14702-120A (12/15)

LOT



**ARROW**  
INTERNATIONAL



**REF DE-14702-S** 7 Fr 2 Lumen 30 cm Katheter-  
länge 0,81 mm Durchmesser  
Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue FlexTip Katheter  
Federführungsdraht

Peel to  
Open