

REF DE-14703-S

Besteck für viellumigen,
zentralen Venenkatheter
mit Blue-FlexTip-Katheter

ARROW®

Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter:
7 Fr x 30 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol,
mit cm Markierung: 0,81 mm
Durchm. x 68 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende), mit Arrow
Advancer, EKG - Markierung
- 1: Einführungskanüle: Echogen
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,
röntgendicht, über Einführungskanüle
(20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 8,5 Fr (2,8 mm)
x 10,2 cm
- 1: Sicherheitskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder
Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung


Alle Komponenten sind CE 0086,
sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Multi-Lumen Central Venous
Catheterization Set
with Blue FlexTip® Catheter
- BE** Многопросветный набор для
центральной венозной
катетеризации з катэтрам Blue
FlexTip
- HR** Višelumenski centralni venski
kateter Set s Blue FlexTip
kateterom
- CS** Vícelumenový centrální žilní
katetizační set s katetrem
Blue FlexTip
- DA** Multilumen centralvenøs
kateteriseringssæt med Blue
FlexTipkateter
- NL** Multi-lumen centraal veneuze
katheterisatieset met Blue FlexTip
katheter
- ET** Mitme valendikuga tsentraalse
veenikateeteri komplekt koos Blue
FlexTip kateetriga
- FI** Moniluumeninen
keskuslaskimokatetrisarja jossa
Blue FlexTip-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux
central à lumières multiples avec
cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ Καθητηριασμού Κεντρικής
φλέβας Πολλαπλούς Αυλούς με
Καθετήρα Blue FlexTip
- HU** Többlumenű, centrális vénás
katéterezési szett, Blue FlexTip
katéterrel
- IS** Fjöllúmena holæðaleggsett með
Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena
centrale multilume con catetere
Blue FlexTip



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,49	2300
Medial (18 Ga)	0,40	1000
Proximal (18 Ga)	0,44	1100

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.



LOT



(01) 0 08 01902 08686 0

SZ14703-145A (11/13)

