

REF EU-15703-CVCPS

Pressure Injectable  
Multi-Lumen Central Venous  
Catheterization Kit with Blue FlexTip® Catheter



ARROW®

Contents:

- 1: ..... Multi-Lumen Indwelling Catheter:  
7 Fr x 8" (20 cm) Pressure Injectable  
Radiopaque Polyurethane with Blue  
FlexTip®, Extension Line Clamps
- 1: ..... Spring-Wire Guide, Nitinol, Marked:  
.032" (0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm)  
(Straight Soft Tip on One End – "J" Tip  
on Other) with Arrow Advancer™  
with ECG Mark
- 1: ..... Introducer Needle: Echogenic  
18 Ga x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: ..... Arrow® Raulerson Spring-Wire  
Introduction Syringe: 5 ml
- 1: ... Tissue Dilator: 8.5 Fr (2.8 mm) x 10.2 cm
- 1: ..... SecondSite™ Adjustable Hub: Fastener
- 1: ..... SecondSite™ Adjustable Hub:  
Catheter Clamp
- 1: ..... Safety Scalpel: #11
- 1: ..... SharpsAway II™ Locking Disposal Cup
- 1: ..... Pressure Transduction Probe
- 1: ..... Flow Rate Information Card  
with Injection Log

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Fluid path components are non-pyrogenic.



Arrow International, Inc.  
Subsidiary of Teleflex Incorporated  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA


EC REP

Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

Teleflex®  
www.teleflex.com



- be** Набор для центральной венозной катетеризации некальких полостей органа, які ўпырскваецца пад націскам, а таксама катэтар «Blue FlexTip»
- hr** Komplet za centralnu vensku kateterizaciju s više lumena i tlačnim injektiranjem s kateterom Blue FlexTip
- cs** Vícelumenový centrální žilní katetizační kit s katetrem Blue FlexTip, vhodný pro tlakové injekce
- da** Multilumen centralvenekateteriseringsset med Blue FlexTip kateter til trykinjektion
- nl** Voor injectiepomp geschikte multi-lumen centraal veneuze katheterisatiekit met Blue FlexTip katheter
- et** Survegas sisestav mitme valendikuga tsentraalveeni kateteriseerimise komplekt koos Blue FlexTip kateetriga
- fi** Paineinjektoitava monilumeninen keskuskimokateterisarja, jossa on joustavakärkinen Blue katetri
- fr** Kit de cathétérisme veineux central multi-lumières, injectable sous pression, avec cathéter Blue FlexTip
- de** Zentralvenenkatheter-Kit mit Doppel-Lumen und Blue FlexTip Katheter zur Druckinjektion
- el** Κιτ Καθετηριασμού Κεντρικής Φλέβας Πολλαπλού Αυλού με Δυνατότητα Εγχυσης με Πίεση και Καθετήρα Blue FlexTip
- hu** Nyomásalapú befecskendezést alkalmas többlumenes központi vénás katéterkészlet Blue FlexTip katéterrel
- is** Fjölrása miðlægt holleggjasett fyrir bláæðar sem er dælanlegt með þrýsting ásamt Blue FlexTip hollegg
- it** Kit per cateterismo multilume per accesso venoso centrale iniettabile a pressione, con catetere Blue FlexTip
- lt** Slėginio švirkštimo daugiakanalis centrinės venos kateterizavimo rinkinys su „Blue FlexTip“ kateteriu
- no** Trykksatt injiserbart multilumen sentralt venekateteriseringssett med Blue FlexTip kateter
- pl** Wielokanałowy zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem z końcówką Blue FlexTip umożliwiającą iniekcje pod wysokim ciśnieniem
- pt** Kit de Cateterização Venoso Central de Lúmenes Múltiplos Injectável por Pressão com Cateter Blue FlexTip
- ro** Trusă de cateterizare venoasă centrală cu mai multe lumene și injectare sub presiune cu cateter cu vârf flexibil Blue
- ru** Многопросветный набор для центральной венозной катетеризации с возможностью введения препарата под давлением и катетером Blue FlexTip
- sr** Komplet sa ubrizgavanjem pritiska i više lumena za centralnu vensku kateterizaciju sa Blue FlexTip kateterom
- sk** Tlaková viaclúmenová centrálna venózna katetizačná súprava s katétrom FlexTip
- sl** Komplet za centralno venosko kateterizacijo in tlačno injiciranje z več kanali ter konico katetra Blue FlexTip
- es** Kit de cateterismo central venoso de varios lúmenes para inyección a presión con catéter Blue FlexTip
- sv** Tryckinjicerbara centralvenösa katetersatser med flera lumen, med Blue FlexTip kateter
- tr** Blue FlexTip Kateterli Basınçla Enjekte Edilebilen Çok Lümenli Santral Venöz Kateterizasyon Seti
- uk** Багатопроектний набір для центральної венозної катетеризації з можливістю введення препарату під тиском та катетером Blue FlexTip



Lumen	Priming Volume* (ml)	Flow Rate† (ml/hr)	MAX Pressure Injection Flow Rate‡ (ml/sec)
Distal (16 Ga)	0.44	3200	10
Medial (18 Ga)	0.39	1500	5
Proximal (18 Ga)	0.39	1600	5

\* Priming volumes are approximate and are done without the injection cap.

† Based on 100 cm head height.


‡ Pressure injection flow rates are determined using media of 11.8 centipoise viscosity, with 60" administration set tubing.

LOT



SZ-15703-133D (12/16)

ARROW®



REF

EU-15703-CVCPS

7 Fr 3 Lumen

20 cm catheter length

.032 inch dia. spring-wire guide

Pressure Injectable Multi-Lumen Central Venous Catheterization Kit with Blue FlexTip® Catheter

Real to Open