

SA-15703-J



ARROW
INTERNATIONAL

販売名：アロー中心静脈カテーテルセット

アロートリプルルーメンカテーテルセット 7 Fr. (2.4 mm) | 3 ルーメン | 20 cm カテーテル長 | .81 mm 最大ガイドワイヤ径

内容:

- ① 1: トリプルルーメンカテーテル7 Fr. (2.4 mm) x 20 cm
- ② 1: ガイドワイヤ0.81 mm x 68 cm (アドバンサー・マーカ付き)
- ③ 1: カニューラ18 Ga. (1.4 mm) x 6.35 cm / カニューラ針20 Ga. (0.9 mm) RW
- ④ 1: 注射針18 Ga. (1.2 mm) x 3.81 cm
- ⑤ 1: 注射針22 Ga. (0.7 mm) x 3.81 cm
- ⑥ 1: 注射針25 Ga. (0.5 mm) x 3.81 cm
- ⑦ 1: 穿刺針18 Ga. (1.2 mm) x 6.35 cm XTW エコジエニック
- ⑧ 1: 穿刺針22 Ga. (0.7 mm) x 6.98 cm TW
- ⑨ 1: 圧測定用プローブ
- ⑩ 1: シリンジ(10 mL、ルアースリップ型)
- ⑪ 1: シリンジ(3 mL、ルアースリップ型)
- ⑫ 1: シリンジ(5 mL、ルアースリップ型)
- ⑬ 1: 穿刺針18 Ga. (1.2 mm) x 3.81 cm XTW セーフティシリンジ(5 mL)
- ⑭ 1: ダイレータ8 Fr. (2.7 mm) x 9 cm
- ⑮ 1: カテーテルクランプ
- ⑯ 1: カテーテルブルークランプ
- ⑰ 1: 薬液カップ(100 mL)
- ⑱ 2: 薬液カップ(60 mL)
- ⑲ 1: シャープスアウェイII ロッキング型針刺しカップ
- ⑳ 1: CSRラップ(右図はなし)
- ㉑ 1: 穴あきドレープ(122 cm x 224 cm、穴の直径9 cm)
- ㉒ 1: 持針器
- ㉓ 1: メス #11
- ㉔ 1: はさみ
- ㉕ 1: 薬液カップ識別用ラベル(右図はなし)
- ㉖ 3: 活栓(4ウェイ・ハイフロー型)
- ㉗ 1: ドレッシング(12 cm x 10 cm)
- ㉘ 6: ガーゼ(10 cm x 10 cm)
- ㉙ 2: スポンジスワブ
- ㉚ 1: 針付縫合糸(3-0絹糸、曲針)
- ㉛ 1: スワブ用トレイ



| ルーメン | カテーテル 充填量* (mL) | カテーテル 流量† (mL/hr) |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| ディスタル (16 Ga.) | 0.44 | 3100 |
| メディアル (18 Ga.) | 0.39 | 1500 |
| プロキシマル (18 Ga.) | 0.39 | 1600 |

* カテーテル充填量はインジェクションキャップ無しで測定した概算値です。インジェクションキャップの充填量は0.17 mLです。
† カテーテル流量は、通常の生理食塩水を用い、室温、高さ100 cmの条件で測定した数値であり、おおよその流量を示しています。



単回使用



保険医療材料請求分類

中心静脈カテ・標準・IV

製造販売業者：
テレフレックスメディカルジャパン株式会社
東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー
www.arrowintl.com

JMDN: 16615110

クラス: 高度 入数: 1

医療機器承認番号: 20200BZY00019000



(01) 0 08 01902 04535 5

ARROW
INTERNATIONAL

アロートリプルルーメンカテーテルセット

7 Fr. (2.4 mm) | 3 ルーメン | 20 cm カテーテル長 | .81 mm 最大ガイドワイヤ径

販売名：アロー中心静脈カテーテルセット

SA-15703-J