

Dimensions:
Width: 8-3/4" (22.2 cm)
Length: 11-1/8" (28.3 cm)

REF EU-15802-CVET
Two-Lumen Central Venous
Catheterization Set
with Blue FlexTip® Catheter

ARROW®

Contents:

- 1: Two-Lumen Indwelling Catheter:
8 Fr x 8" (20 cm) Radiopaque
Polyurethane with Blue FlexTip®,
Extension Line Clamps
- 1: Spring-Wire Guide, Marked: .032"
(0.81 mm) dia. x 23-5/8" (60 cm)
(Straight Soft Tip on One End – "J" Tip on
Other) with Arrow Advancer™
with ECG Mark
- 1: Introducer Needle: Echogenic 18 Ga
x 2-1/2" (6.35 cm) XTW
- 1: Arrow® Raulerson Spring-Wire
Introduction Syringe: 5 ml
- 1: Tissue Dilator 9 Fr (3.0 mm) x 10.2 cm
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Fastener
- 1: SecondSite™ Adjustable Hub: Catheter Clamp
- 1: Scalpel: #11
- 1: ECG Extension Cable
- 1: Pressure Transduction Probe
- 2: Injection Site Cap

All components are CE 0086 unless otherwise noted.

Fluid path components are non-pyrogenic.




Arrow International, Inc.
Subsidiary of Teleflex Incorporated
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

Teleflex®
www.teleflex.com

- be** Двухпросветный центральный венозный катетер з наконечником Blue FlexTip
- hr** Dvolumenski centralni venski kateter Set s Blue FlexTip kateterom
- cs** Dvoulumenový centrální žilní katetizační set s katetrem Blue FlexTip
- da** To-lumen centralvenøs kateteriseringssæt med Blue FlexTip kateter
- nl** Centraal veneuze twee-lumen katheterisatieset met Blue FlexTip katheter
- et** Kahe valendikuga tsentraalse veenikateeteri komplekt koos Blue FlexTip kateetriga
- fi** Kaksiluumen-keskuslaskimokatetrisetti, jossa Blue FlexTip katetri
- fr** Jeu de cathétérisme veineux central à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip
- de** Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue FlexTip Katheter
- el** Σετ Καθητηριασμού Κεντρικής Φλέβας Διπλού Αυλού με Καθέτηρα Blue FlexTip
- hu** Két lumenű centrális vénás katéterezési készlet Blue FlexTip katéterrel
- is** Tveggja-lúmena holæðaleggsett með Blue FlexTip æðalegg
- it** Set per cateterismo della vena centrale a due lumi con catetere Blue FlexTip
- lt** Dviejų kanalų centrinės venos kateterizavimo rinkinys su „Blue FlexTip“ kateteriu
- no** To-Lumen sentralt venekateteriseringssett med Blue FlexTip kateter
- pl** Zestaw do cewnikowania żył centralnych, z dwukanałowym cewnikiem z końcówką Blue FlexTip
- pt** Conjunto de Cateterização Venosa Central com Lúmen Duplo e Cateter Blue FlexTip
- ro** Trusa de cateterizare venoasă centrală cu două lumene, cu cateter Blue FlexTip
- ru** Двухпросветный центральный венозный катетер с наконечником Blue FlexTip
- sr** Dvo-lumenski centralni venski kateterizacioni Set sa Blue FlexTip kateterom
- sk** Dvojlúmenová centrálna venózna katetizačná súprava s katétrom Blue FlexTip
- sl** Dvolumenski centralni venski pribor za katetizacijo s katetrom Blue FlexTip
- es** Conjunto de cateterización venosa central de dos luces con catéter Blue FlexTip
- sv** Set för tvåkanalig central venkateterisering med Blue FlexTip kateter
- tr** İki Lümen Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip Kateter ile
- uk** Двохпросвітний центральный венозный катетер з наконечником Blue FlexTip



| Lumen | Priming Volume* (ml) | Flow Rate† (ml/hr) |
|------------------|----------------------|--------------------|
| Distal (14 Ga) | 0.75 | 5600 |
| Proximal (14 Ga) | 0.80 | 5100 |

* Priming volumes are approximate and are done without the injection cap. Injection cap priming volume is 0.17 ml.


† Flow rates are done with normal saline, room temperature, 100 cm head height and represent approximate flow capabilities.

LOT



SE15802-127B (11/16)

ARROW®



REF EU-15802-CVET **8 Fr 2 Lumen 20 cm** catheter length **.032** inch dia. spring-wire guide
Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® Catheter

Peel to Open