

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-15854-S
Besteck für vierlumigen,
zentralen Venenkatheter
mit Blue-FlexTip-Katheter
ARROW[®]

Inhalt:

- 1: Vier-Lumen-Verweilkatheter:
8,5 Fr x 20 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol,
mit cm Markierung: 0,81 mm
Durchm. x 60 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende), mit Arrow
Advancer, EKG-Markierung
- 1: Einführungskanüle: Echogen
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,
röntgendicht, über Einführungskanüle
(20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 9 Fr (3,0 mm)
x 10,2 cm
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder
Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung


**Alle Komponenten sind CE 0086,
sofern nicht anders angegeben.**

Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

- EN** Quad-Lumen Central Venous
Catheterization Set with Blue
FlexTip[®] Catheter
- BE** Чатырохпрацветны набор
для цэнтральнай венознай
катэтарызацыі з катэтрам
Blue FlexTip
- HR** Četveroluminalni centralni
venski kateter Komplet s Blue
FlexTip kateter
- CS** Čtyřlumenový centrální žilní
katetrizační set s katetrem
Blue FlexTip
- DA** Firdobbelt centralvenøs
kateteriseringsæt med Blue
FlexTip kateter
- NL** Centraal veneuze vier-lumen
katheterisatieset met Blue FlexTip
katheter
- ET** Neljavalendikulise tsentraalveeni
kateteriseerimiskomplekt
Blue FlexTip kateetriga
- FI** Quad-Lumen
keskuslaskimokatetrisarja Blue
FlexTip katetriilla
- FR** Jeu de cathétérisme veineux
central à quatre lumières avec
cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ καθετηριασμού κεντρικής
φλέβας τετραπλάσιο αυλού με
καθετήρα Blue FlexTip
- HU** Quad-Lumen centrális vénás
katéterezési szett, Blue FlexTip
katéterrel
- IS** Fjögur lúmena holæðaleggset
með Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena
centrale a quattro lumi con
catetere Blue FlexTip



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,43	2700
Medial 1 (14 Ga)	0,54	5100
Medial 2 (18 Ga)	0,36	1400
Proximal (18 Ga)	0,41	1600

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspitzkappen
ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspitzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm
Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

SZ15854-1158 (12/13)



LOT



(01) 0 08 01902 08230 5

ARROW
INTERNATIONAL



REF DE-15854-S 8,5 Fr 4 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für vierlumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to
Open