

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF DE-15955-S
Besteck für viellumigen,
zentralen Venenkatheter
mit Blue-FlexTip-Katheter
ARROW[®]

Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter:
9,5 Fr x 20 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol,
mit cm Markierung: 0,81 mm
Durchm. x 60 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende), mit Arrow
Advancer, EKG-Markierung
- 1: Einführungskanüle: Echogen
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,
röntgendicht, über Einführungskanüle
(20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 10 Fr (3,5 mm)
x 10,2 cm
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder
Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086,
sofern nicht anders angegeben.

Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen. Enthält kein Arzneimittel.

 Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland


- EN** Multi-Lumen Central Venous
Catheterization Set
with Blue FlexTip[®] Catheter
- BE** Многопросветный набор для
центральной венозной
катетеризации с катетером Blue
FlexTip
- HR** Višelumenski centralni venski
kateter set s Blue FlexTip
kateterom
- CS** Vícelumenový centrální žilní
katetrizační set s katetrem
Blue FlexTip
- DA** Multilumen centralvenøs
kateteriseringssæt med Blue
FlexTipkateter
- NL** Multi-lumen centraal veneuze
katheterisatieset met Blue FlexTip
katheter
- ET** Mitme valendikuga tsentraalse
veenikateeteri komplekt koos Blue
FlexTip kateetriga
- F** Moniluumeninen
keskuslaskimokatetrisarja jossa
Blue FlexTip-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux
central à lumières multiples avec
cathéter Blue FlexTip
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής
φλέβας Πολλαπλούς Αυλούς με
Καθετήρα Blue FlexTip
- HU** Többblumenű, centrális vénás
katéterezési szett, Blue FlexTip
katéterrel
- IS** Fjöllumena holæðaleggsett með
Blue FlexTip æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena
centrale multilume con catetere
Blue FlexTip



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,48	3605
Medial 1 (14 Ga)	0,57	5390
Medial 2 (18 Ga)	0,38	1250
Medial 3 (18 Ga)	0,38	1160
Proximal (18 Ga)	0,41	1455

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,20 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.



LOT



(01) 0 08 01902 08689 1

52-15955-112A (01/13)

ARROW
INTERNATIONAL



REF DE-15955-S 9,5^{Fr} 5 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-Katheter

Peel to Open