

Dimensions: 12" (30.5 cm) x 16-1/2" (41.9 cm)

SA-17702-J

ARROW  
INTERNATIONAL

## 販売名：アロー中心静脈カテーテルセット

アローダブルルーメンカテーテルセット



7 Fr.  
(2.4 mm)

2 ルーメン

20 cm  
カテー  
テル長.81 mm 最大  
ガイドワ  
イヤ径

## 内容:

- ① 1: ダブルルーメンカテーテル7 Fr. (2.4 mm) x 20 cm
- ② 1: ガイドワイヤ0.81 mm x 68 cm  
(アドバンサー・マーカ付き)
- ③ 1: カニューラ18 Ga. (1.4 mm) x 6.35 cm/  
カニューラ針20 Ga. (0.9 mm) RW
- ④ 1: 注射針18 Ga. (1.2 mm) x 3.81 cm
- ⑤ 1: 注射針22 Ga. (0.7 mm) x 3.81 cm
- ⑥ 1: 注射針25 Ga. (0.5 mm) x 3.81 cm
- ⑦ 1: 穿刺針18 Ga. (1.2 mm) x 6.35 cm XTW  
エコジェニック
- ⑧ 1: 穿刺針22 Ga. (0.7 mm) x 6.98 cm TW
- ⑨ 1: 圧測定用プローブ
- ⑩ 1: シリンジ(10 mL、ルアースリップ型)
- ⑪ 1: シリンジ(3 mL、ルアースリップ型)
- ⑫ 1: シリンジ(5 mL、ルアースリップ型)
- ⑬ 1: 穿刺針18 Ga. (1.2 mm) x 3.81 cm XTW  
セーフティシリンジ(5 mL)
- ⑭ 1: ダイレータ8 Fr. (2.7 mm) x 9 cm
- ⑮ 1: カテーテルクランプ
- ⑯ 1: カテーテルブルークランプ
- ⑰ 1: 薬液カップ(100 mL)
- ⑱ 2: 薬液カップ(60 mL)
- ⑲ 1: シャープスアウェイ II ロッキング型針刺しカップ
- ⑳ 1: CSRラップ(右図はなし)
- ㉑ 1: 穴あきドレープ(122 cm x 224 cm、穴の直径9 cm)
- ㉒ 1: 持針器
- ㉓ 1: メス #11
- ㉔ 1: はさみ
- ㉕ 1: 薬液カップ識別用ラベル(右図はなし)
- ㉖ 2: 活栓(4ウェイ・ハイフロー型)
- ㉗ 1: ドレッシング(12 cm x 10 cm)
- ㉘ 6: ガーゼ(10 cm x 10 cm)
- ㉙ 2: スポンジスワブ
- ㉚ 1: 針付縫合糸(3-0絹糸、曲針)
- ㉛ 1: スワブ用トレイ



ルーメン	カテーテル 充填量* (mL)	カテーテル 流量† (mL/hr)
ディスタル (14 Ga.)	0.57	5000
プロキシマル (18 Ga.)	0.40	1500

\* カテーテル充填量はインジェクションキャップ無しで測定した概算値です。インジェクションキャップの充填量は0.17 mLです。

† カテーテル流量は、通常の生理食塩水を用い、室温、高さ100 cmの条件で測定した数値であり、おおよその流量を示しています。



単回使用



保険医療材料請求分類

中心静脈カテ・標準・IV

製造販売業者：  
テフレックスメディカルジャパン株式会社  
東京都中野区本町1-32-2ハーモニータワー  
www.arrowintl.com

JMDN: 16615110

クラス: 高度

入数: 1

LOT



医療機器承認番号: 20200BZY00019000



(01) 0 08 01902 04536 2

ARROW  
INTERNATIONAL

アローダブルルーメンカテーテルセット

7 Fr.  
(2.4 mm)

2 ルーメン

20 cm  
カテー  
テル長.81 mm 最大  
ガイドワ  
イヤ径

販売名：アロー中心静脈カテーテルセット

SA-17702-J