

Dimensions:  
Width: 6-3/4" (17,2 cm)  
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

Antimikrobielle Oberfläche unter Anwendung  
von Silbersulfadiazin/Chlorhexidin ‡


**Inhalt:**

- 1: ..... Multi-Lumen-Verweilkatheter:  
8,5 Fr x 16 cm, röntgendichtes  
Polyurethan mit Blue FlexTip,  
antimikrobielle ARROWg<sup>+</sup>ard  
Beschichtung, Klemmen für  
Verlängerungsleitung
- 1: ..... Führungsdraht, Nitinol,  
mit cm Markierung; 0,81 mm  
Durchm. x 45 cm (gerade weiche  
Spitze an einem Ende – J-förmige  
Spitze am anderen Ende),  
mit Arrow Advancer
- 1: ..... Einführungskanüle: Echogen  
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: ..... Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,  
röntgendicht, über Einführungskanüle  
(20 Ga), RW
- 1: ..... Arrow-Raulerson-Federdraht-  
Einführungsspritze: 5 ml
- 1: ..... Druckumwandler-sonde
- 1: ..... Katheterklemmen-Halter
- 1: ..... Katheterklemme
- 1: ..... Gewebedilatator 9 Fr (3,0 mm)  
x 10,2 cm
- 1: ..... Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: ..... SharpsAway II Verriegelnder  
Entsorgungsnapf
- 1: ..... Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern  
nicht anders angegeben.

‡ **Kontraindikationen:** Der  
antimikrobielle ARROWg<sup>+</sup>ard Blue  
Katheter ist bei Patienten mit bekannter  
Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin,  
Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide  
kontraindiziert (siehe Produktbeilage).

Enthält keinen Naturkautschuklatex.  
Elemente im Flüssigkeitsweg sind  
nichtpyrogen.

 Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

 Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland


**REF DE-22855-S**  
**Besteck für viellumigen,  
zentralen Venenkatheter  
mit Blue-FlexTip-ARROWg<sup>+</sup>ard-Blue-Katheter**  
**ARROW®**

- EN** Multi-Lumen Central Venous  
Catheterization Set with Blue  
FlexTip® ARROWg<sup>+</sup>ard Blue®  
Catheter
- BE** Многопросветный центральный  
венозный катетер Набор: Катетер  
Blue с наконечником Blue FlexTip  
ARROWg<sup>+</sup>ard Blue Catheter
- HR** Komplet za višelumensku  
centralno vensku kateterizaciju  
sa Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue  
kateterom
- CS** Vícelumenový centrální žilní  
katetrizační set s katetrem Blue  
FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue
- DA** Multilumen centralvenøs  
kateteriseringssæt med Blue  
FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue kateter
- NL** Multi-lumen centraal veneuze  
katheterisatieset met Blue FlexTip  
ARROWg<sup>+</sup>ard Blue catheter
- ET** Mitme valendikuga tsentraalse  
veenikateetri komplekt koos Blue  
FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue  
kateetriga
- FI** Monilumeninen  
keskuslaskimokatetrisarja, jossa  
sininen FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard  
Blue-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux  
central à lumières multiples avec  
cathéter Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard  
Blue
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής  
φλέβας με Πολλαπλούς Αιολούς και  
Καθετήρα ARROWg<sup>+</sup>ard Blue με  
Blue FlexTip
- HU** Többlumenű, centrális vénás  
katéterezési szett, Blue FlexTip  
ARROWg<sup>+</sup>ard Blue katéterrel
- IS** Fjöllumena holæðaleggsett með  
Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue  
æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena  
centrale multilume con catetere  
Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,58	3650
Medial 1 (14 Ga)	0,71	6590
Medial 2 (18 Ga)	0,36	1260
Medial 3 (18 Ga)	0,38	1430
Proximal (18 Ga)	0,40	1460

\*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.  
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.  
†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler  
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz  
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.



SI22855-104A (11/13)

**ARROW INTERNATIONAL**  **5 LUMEN**

**REF DE-22855-S** **8,5** Fr **5** Lumen **16** cm Katheterlänge **0,81** mm Durchmesser Federführungsdraht

Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg<sup>+</sup>ard-Blue-Katheter

**Peel to Open**