

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

REF **BR-24703**

Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter

mit Blue FlexTip ARROWg^{ard} Blue Katheter

ARROW®

Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter:
7 Fr x 30 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
antimikrobielle ARROWg^{ard}
Beschichtung, Klemmen für
Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht,
mit cm Markierung: 0,81 mm
Durchm. x 68 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende), mit Arrow
Advancer, EKG-Markierung
- 1: Einführungskanüle: 18 Ga
x 6,35 cm, XTW, und Luer-Slip
Spritze (5 ml)
- 1: ..Gewebedilatator: 8,5 Fr (2,8 mm)
x 10,2 cm
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Skalpell Nr. 11

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern
nicht anders angegeben.

Kontraindikationen: Der antimikrobielle
ARROWg^{ard} Blue Katheter ist bei
Patienten mit bekannter
Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin,
Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide
kontraindiziert (siehe Produktbeilage).

Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen.

Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.



25°C (77°F)
Unter 25°C lagern.
Zu hohe Temperaturen
über 40°C vermeiden.


Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

- PL** Zestaw do cewnikowania żyły centralnej z cewnikiem wielokanałowym z końcówką Blue FlexTip i powłoką antybakteryjną ARROWg^{ard} Blue
- RU** Набор с многопросветным центральным венозным катетером ARROWg^{ard} Blue с кончиком Blue FlexTip
- SL** Večlumenski centralni venski komplet za katetrizacijo s katetrom Blue FlexTip ARROWg^{ard} Blue
- SV** Set för flerkanalig central venkatetrisering med Blue FlexTip ARROWg^{ard} Blue kateter
- TR** Multi Lümen Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Mavi esnek uçlu ARROWg^{ard} Blue Kateterli

Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,55	2400
Medial (18 Ga)	0,45	1070
Proximal (18 Ga)	0,50	1160

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspitzkappen ermittelt.
†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.



LOT



(01) 0 08 01902 00762 9

SI-24703-10&F (9/14)

ARROW
INTERNATIONAL



REF

BR-24703

7^{Fr}

3 Lumen

30 cm
Katheter-
länge

0,81 mm

Durchmesser
Federführungs-
draht

Hier
Öffnen

Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue FlexTip ARROWg^{ard} Blue Katheter