

Dimensions:
Width: 8-5/8" (21.9 cm)
Length: 15-1/2" (39.4 cm)


Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter: 12 Fr x 20 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, antimikrobielle ARROWg+ard Beschichtung, Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,89 mm Durchm. x 68 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Einführungs-kanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Arrow-Raurolsen-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Gewebedilatator 12 Fr (4,0 mm) x 14 cm
- 1: Abdecktuch: 61 cm x 91 cm
- 1: Sicherheitskappe: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 3: Injektionskappe

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

Kontraindikationen: Der antimikrobielle ARROWg+ard Blue Katheter ist bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin, Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide kontraindiziert (siehe Produktbeilage).

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.



Arrow International, Inc.
2400 Berville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland


REF DE-25123F-S

Besteck für viellumigen, zentralen, großkalibrigen Venenkatheter

mit Blue-FlexTip-ARROWg+ard-Blue-Katheter für Infusionen großer Flüssigkeitsmengen

ARROW®

- EN** Large-Bore Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg+ard Blue® Catheter for High Volume Infusions
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central de grand calibre à lumières multiples avec cathéter Blue FlexTip ARROWg+ard Blue pour les perfusions de grand volume
- IT** Set per cateterismo della vena centrale multilume di diametro ampio con catetere Blue FlexTip ARROWg+ard Blue per volumi di infusione elevati
- PL** Wielokanalowy zestaw o dużej średnicy do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem Blue FlexTip ARROWg+ard Blue do przetaczania dużych objętości płynów infuzyjnych
- PT** Conjunto de Cateterização Venosa Central de Grande Calibre, com Lúmen Múltiplo e Cateter Blue FlexTip, ARROWg+ard Blue, para Infusões de Grandes Volumes
- RU** Комплект для катетеризации главных вен с многопросветным катетером большого внутреннего диаметра с Blue FlexTip ARROWg+ard Blue для вливаний большого объема
- SL** Komplet za centralno venko katetrizacijo z velikimi luknjami in več svetlinami s katetrom Blue FlexTip ARROWg+ard Blue za infundiranje velike prostornine
- ES** Conjunto de cateterización venosa central de luz múltiple y gran diámetro con catéter Blue FlexTip ARROWg+ard Blue para infusiones de gran volumen
- SV** Set för storhålig flerkanalig central venkatetrisering med Blue FlexTip ARROWg+ard Blue-kateter för infusioner med hög volym
- TR** Büyük Açıklıklı Multi-Lümen Santral Venöz Kateterizasyon Seti, Blue FlexTip ARROWg+ard Blue Kateter ile, Yüksek Hacimli İnfüzyonlar için



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Min.)
Distal (16 Ga)	0.4	80
Medial (12 Ga)	1.3	285
Proximal (12 Ga)	1.2	305

* Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspitzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspitzkappe beträgt 0,17 ml.
† Die Flussraten wurden mit Wasser von Zimmertemperatur und 100 cm Höhenunterschied ermittelt und stellen die Durchflusskapazität annäherungsweise dar.

LOT



(01) 0 08 01902 08325 8

SZ-25123-1108 (11/14)



REF DE-25123F-S 12 Fr 3 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,89 mm Durchmesser Federführungsdraht

Besteck für viellumigen, zentralen, großkalibrigen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg+ard-Blue-Katheter

Peel to Open