

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

Antimikrobielle Oberfläche unter Anwendung
von Silbersulfadiazin/Chlorhexidin ‡

Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter:
8,5 Fr x 20 cm, röntgendichtes
Polyurethan mit Blue FlexTip,
antimikrobielle ARROWg⁺ard
Beschichtung, Klemmen für
Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol,
mit cm Markierung; 0,81 mm
Durchm. x 60 cm (gerade weiche
Spitze an einem Ende – J-förmige
Spitze am anderen Ende),
mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: Einführungskanüle: Echogen
18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm,
röntgendicht, über Einführungskanüle
(20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-
Einführungspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandlersonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 9 Fr (3,0 mm)
x 10,2 cm
- 1: Sicherheitsskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder
Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern
nicht anders angegeben.

‡ Kontraindikationen: Der
antimikrobielle ARROWg⁺ard Blue
Katheter ist bei Patienten mit bekannter
Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin,
Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide
kontraindiziert (siehe Produktbeilage).


Enthält keinen Naturkautschuklatex.
Elemente im Flüssigkeitsweg sind
nichtpyrogen.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

REF DE-25853-S
**Besteck für viellumigen,
zentralen Venenkatheter
mit Blue-FlexTip-ARROWg⁺ard-Blue-Katheter**
ARROW®

- EN** Multi-Lumen Central Venous
Catheterization Set with Blue
FlexTip® ARROWg⁺ard Blue®
Catheter
- BE** Многопросветный центральный
венозный катетер Набор: Катетер
Blue с наконечником Blue FlexTip
ARROWg⁺ard Blue Catheter
- HR** Komplet za višelumensku
centralno vensku kateterizaciju
sa Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue
kateterom
- CS** Vícelumenový centrální žilní
katetrizační set s katetrem Blue
FlexTip ARROWg⁺ard Blue
- DA** Multilumen centralvenøs
kateteriseringssæt med Blue
FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateter
- NL** Multi-lumen centraal veneuze
katheterisatieset met Blue FlexTip
ARROWg⁺ard Blue catheter
- ET** Mitme valendikuga tsentraalse
veenikateetri komplekt koos Blue
FlexTip ARROWg⁺ard Blue
kateetriga
- FI** Monilumeninen
keskuslaskimokatetrisarja, jossa
sininen FlexTip ARROWg⁺ard
Blue-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux
central à lumières multiples avec
cathéter Blue FlexTip ARROWg⁺ard
Blue
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής
φλέβας με Πολλαπλούς Αιχμούς και
Καθετήρα ARROWg⁺ard Blue με
Blue FlexTip
- HU** Többlumenű, centrális vénás
katéterezési szett, Blue FlexTip
ARROWg⁺ard Blue katéterrel
- IS** Fjöllumena holæðleggsett með
Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue
æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena
centrale multilume con catetere
Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,47	3640
Medial (14 Ga)	0,84	6640
Proximal (16 Ga)	0,48	3220

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt.
Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler
Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz
ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

SL25853-109A (11/13)



REF DE-25853-S 8,5 Fr 3 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg⁺ard-Blue-Katheter

Peel to Open