

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

Antimikrobielle Oberfläche unter Anwendung von Silbersulfadiazin/Chlorhexidin ‡

Inhalt:

- 1: Vier-Lumen-Verweilkatheter: 8,5 Fr x 20 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, antimikrobielle ARROWg⁺ard Beschichtung, Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,81 mm Durchm. x 60 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 10 Fr (3,5 mm) x 10,2 cm
- 1: Sicherheitskalpell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

‡ Kontraindikationen: Der antimikrobielle ARROWg⁺ard Blue Katheter ist bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin, Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide kontraindiziert (siehe Produktbeilage).


Enthält keinen Naturkautschuklatex. Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen.

Arrow International, Inc.
2400 Bernville Road
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

REF DE-25854-S
Besteck für vierlumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg⁺ard-Blue-Katheter
ARROW®

- EN** Quad-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg⁺ard Blue® Catheter
- BE** Чатырохпрацветны цэнтральны венозны катетер Набор: Катетер Blue с наконечником Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue Catheter
- HR** Quad-Lumen Komplet za centralnu vensku kateterizaciju Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateterom
- CS** Čtyřlumenový centrální žilní katetrizační set s katetrem Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue
- DA** Firdobbelt lumen centralvenekateteriseringsset med Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateter
- NL** Centraal veneuzet quad-lumen katheterisatieset met Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue katheter
- ET** Neljavalendikulisea tsentraalse veenikateeteri komplekt koos Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateetriga
- FI** Quad-Lumen keskuslaskimokatetrisarja, jossa sininen FlexTip ARROWg⁺ard Blue-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central à quatre lumières avec cathéter Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue
- EL** Σετ Καθητηριασμού Κεντρικής φλέβας με τετραπλάσιο αυλού και Καθετήρα ARROWg⁺ard Blue με Blue FlexTip
- HU** Quad-Lumen centrális vénás katéterezési szett, Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue katéterrel
- IS** Fjögur lúmena holæðaleggset með Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena centrale a quattro lumi con catetere Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,43	2700
Medial 1 (14 Ga)	0,54	5100
Medial 2 (18 Ga)	0,36	1400
Proximal (18 Ga)	0,41	1600

*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

S125854-1148 (12/13)



REF DE-25854-S 8,5 Fr 4 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für vierlumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg⁺ard-Blue-Katheter

Peel to Open