

Dimensions:
Width: 6-3/4" (17,2 cm)
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

Antimikrobielle Oberfläche unter Anwendung von Silbersulfadiazin/Chlorhexidin †

Inhalt:

- 1: Multi-Lumen-Verweilkatheter: 8,5 Fr x 20 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, antimikrobielle ARROWg⁺ard Beschichtung, Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,81 mm Durchm. x 60 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: Druckumwandler-sonde
- 1: Katheterklemmen-Halter
- 1: Katheterklemme
- 1: Gewebedilatator 9 Fr (3,0 mm) x 10,2 cm
- 1: Sicherheitskappell: Nr. 11
- 1: SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 1: Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.

† **Kontraindikationen:** Der antimikrobielle ARROWg⁺ard Blue Katheter ist bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin, Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide kontraindiziert (siehe Produktbeilage).

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nichtpyrogen.

Enthält keinen Naturkautschuklatex.

 Arrow International, Inc.
2400 Bermville Road
Reading, PA 19605 USA


EC REP Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Ireland

REF DE-25855-S
Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg⁺ard-Blue-Katheter
ARROW®

- EN** Multi-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg⁺ard Blue® Catheter
- BE** Многопросветный центральный венозный катетер Набор: Катетер Blue с наконечником Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue Catheter
- HR** Komplet za višelumensku centralno vensku kateterizaciju sa Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateterom
- CS** Vícelumenový centrální žilní katetrizační set s katetrem Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue
- DA** Multilumen centralvenøs kateteriseringssæt med Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateter
- NL** Multi-lumen centraal veneuze katheterisatieset met Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue katheter
- ET** Mitme valendikuga tsentraalse veenikateetri komplekt koos Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue kateetriga
- FI** Moniluumeninen keskuslaskimokatetrisarja, jossa sininen FlexTip ARROWg⁺ard Blue-katetri
- FR** Jeu de cathétérisme veineux central à lumières multiples avec cathéter Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue
- EL** Σετ Καθετηριασμού Κεντρικής φλέβας με Πολλαπλούς Αυλούς και Καθετήρα ARROWg⁺ard Blue με Blue FlexTip
- HU** Többlumenű, centrális vénás katéterezési szett, Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue katéterrel
- IS** Fjöllumena holæðaleggsett með Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue æðalegg
- IT** Set per cateterismo della vena centrale multilume con catetere Blue FlexTip ARROWg⁺ard Blue



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (16 Ga)	0,63	3240
Medial 1 (14 Ga)	0,78	5720
Medial 2 (18 Ga)	0,38	1070
Medial 3 (18 Ga)	0,40	1220
Proximal (18 Ga)	0,42	1190



*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.
†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

57-25855-112B (12/13)



REF DE-25855-S 8,5 Fr 5 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht
Besteck für viellumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg⁺ard-Blue-Katheter

Peel to Open