

Dimensions:  
Width: 6-3/4" (17,2 cm)  
Length: 11-5/16" (28,7 cm)

Antimikrobielle Oberfläche unter Anwendung von Silbersulfadiazin/Chlorhexidin ‡

REF DE-27702-S

Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg<sup>+</sup>ard-Blue-Katheter

ARROW®

Inhalt:

- 1: ..... Zwei-Lumen-Verweilkatheter: 7 Fr x 20 cm, röntgendichtes Polyurethan mit Blue FlexTip, antimikrobielle ARROWg<sup>+</sup>ard Beschichtung, Klemmen für Verlängerungsleitung
- 1: ..... Führungsdraht, Nitinol, mit cm Markierung: 0,81 mm Durchm. x 60 cm (gerade weiche Spitze an einem Ende – J-förmige Spitze am anderen Ende), mit Arrow Advancer, EKG-Markierung
- 1: ..... Einführungskanüle: Echogen 18 Ga x 6,35 cm, XTW
- 1: ..... Katheter: 18 Ga x 6,35 cm, röntgendicht, über Einführungskanüle (20 Ga), RW
- 1: ..... Arrow-Raulerson-Federdraht-Einführungsspritze: 5 ml
- 1: ..... Druckumwandler-sonde
- 1: ..... Katheterklemmen-Halter
- 1: ..... Katheterklemme
- 1: ..... Gewebedilatator 8,5 Fr (2,8 mm) x 10,2 cm
- 1: ..... Sicherheitskappe: Nr. 11
- 1: ..... SharpsAway II Verriegelnder Entsorgungsnapf
- 1: ..... Staubkappe ohne Belüftung

Alle Komponenten sind CE 0086, sofern nicht anders angegeben.


‡ Kontraindikationen: Der antimikrobielle ARROWg<sup>+</sup>ard Blue Katheter ist bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Chlorhexidin, Silbersulfadiazin und/oder Sulfonamide kontraindiziert (siehe Produktbeilage).

Elemente im Flüssigkeitsweg sind nicht-pyrogen. Enthält keinen Naturkautschuklatex.

Arrow International, Inc.  
2400 Bernville Road  
Reading, PA 19605 USA

EC REP Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone  
Co. Westmeath, Ireland

- EN Two-Lumen Central Venous Catheterization Set with Blue FlexTip® ARROWg<sup>+</sup>ard Blue® Catheter
- BE Двухпросветный центральный венозный катетер с наконечником Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard
- HR Dvolumenski komplet za centralnu vensku kateterizaciju s plavim savitljivim vrhom FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue
- CS Dvoulumenový centrální žilní katetrizační set s katetrem Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue
- DA To-lumen centralvenekateteriseringssæt med Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue kateter
- NL Centraal veneuze dubbellumen katheterisatieset met Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue katheter
- ET Kahe lumeniga tsentraalveeni kateteriseerimiskomplekt sinise painduva otsaga ARROWg<sup>+</sup>ard Blue kateetriga
- FI Kaksilumeninen keskuslaskimokatetrisarja, jossa Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue-katetri
- FR Jeu de cathétérisme veineux central à deux lumières avec cathéter Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue
- EL Σειτ Καθετηριασμού Κεντρικής Φλέβας Διπλού Αυλού με Καθετήρα Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue
- HU Két lumenű centrális vénás katéterezési készlet, Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue katéterrel
- IS Tveggja-lúmena sett fyrir holæðalegg með Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue æðalegg
- IT Set per cateterismo della vena centrale a due lumi con catetere Blue FlexTip ARROWg<sup>+</sup>ard Blue



Lumen	Füllmenge* (ml)	Flussrate† (ml/Std.)
Distal (14 Ga)	0,57	5000
Proximal (18 Ga)	0,40	1500

\*Die Füllmengen wurden ohne aufgesetzte Zuspritzkappen ermittelt. Die Füllmenge einer Zuspritzkappe beträgt 0,17 ml.

†Die Flussraten wurden unter Verwendung von normaler Kochsalzlösung, bei Raumtemperatur und 100 cm Höhendifferenz ermittelt und stellen ca.-Werte dar.

DE-27702-1138 (12/13)



(01) 0 08 01902 08224 4

ARROW INTERNATIONAL



REF DE-27702-S 7 Fr 2 Lumen 20 cm Katheterlänge 0,81 mm Durchmesser Federführungsdraht  
Besteck für zweilumigen, zentralen Venenkatheter mit Blue-FlexTip-ARROWg<sup>+</sup>ard-Blue-Katheter

Peel to Open